

CATALOGUE ÉQUIPEMENT

SPÉCIALISÉ DANS LA DISTRIBUTION DE MATÉRIEL DE KINÉSITHÉRAPIE



MEDICAL PRO SERVICE

 chattanooga

gymna

 Electronique
du Mazet

MAD-UP.Y

 **WINBACK**
BETTER FASTER GENTLER

GAME  READY®

MEDICAL PRO **SERVICE** est votre spécialiste de la distribution de matériel de rééducation fonctionnelle et de physiothérapie.

Notre engagement : vous accompagner dans tous les projets liés à votre activité professionnelle, en vous proposant des conseils personnalisés et des services adaptés à vos attentes.

Pour y parvenir, nous avons développé autour de nous un réseau de partenaires qui ne sont autres que les plus grandes marques du marché de la rééducation.

Grâce à ces leaders, nous sommes en mesure de vous proposer une gamme complète de matériel, qui se distingue par les dernières technologies, une efficacité inouïe et une incroyable facilité d'utilisation.

Basés en Alsace, à proximité de Saverne, nous nous déplaçons dans de nombreuses régions pour étudier avec vous les solutions les mieux adaptées à votre activité.



MEDICAL PRO **SERVICE**

47 rue de l'École
67330 IMBSHEIM
+33(0)3 68 04 40 12
www.medicalproservice.fr

NOS MARQUES PARTENAIRES

gymna.PRO

TECHNOGYM

Zimmer
MedizinSysteme



WINBACK

Compex

G A M E
GR
R E A D Y

Mazet
Santé

 **chattanooga**

DESM • TEC

BHFITNESS

SCYBEX


MAD-UP

BIEN PLUS QU'UN DISTRIBUTEUR, MPS VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS DE CABINET



ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS AUTOUR DE VOTRE CABINET



CONSEILS ET DÉMONSTRATIONS DE MATÉRIEL EN CABINET




LIVRAISON ET INSTALLATION PERSONNALISÉES



NOUS ASSURONS NOUS-MÊMES LE SERVICE APRÈS-VENTE

3



**RETROUVEZ TOUS NOS ARTICLES
SUR [MEDICALPROSERVICE.FR](https://www.medicalproservice.fr)**

SOMMAIRE

MOBILIER PROFESSIONNEL

P. 8



PHYSIOTHÉRAPIE

P. 22



RÉÉDUC' FONCTIONNELLE

P. 39





WINBACK

BIO ACCÉLÉRATEUR PHYSIOLOGIQUE

Winback agit comme un bio accélérateur physiologique.

Avec Winback, offrez à vos patients une rééducation plus rapide, plus confortable et sans douleur.

ET SI VOTRE EXPERTISE ET L'ÉNERGIE WINBACK NE FAISAIENT QU'UN !

La TECARTHÉRAPIE WINBACK amplifie la puissance de votre massage pour atteindre des pathologies profondes réputées intouchables.

L'énergie développée par votre machine WINBACK combine maniabilité et fonctionnalité intuitive. Vous vous concentrez sur votre action et l'énergie vous suit dans chacun de vos gestes experts, vous offrant un confort et une souplesse de traitement inégalés.

LES 3 ÉTAPES DE L'ACTION WINBACK

1. ÉLIMINER LA DOULEUR

L'énergie WINBACK bloque l'information de la douleur pour une durée supérieure à 48 heures. Votre patient ressent un bien-être et se relâche, votre massage devient ainsi très performant.

2. LIBÉRER LE MOUVEMENT

L'énergie WINBACK libère les tensions (contractures, œdèmes, fibrose) en les revascularisant localement. Il vous suffit de 2 minutes sans effort pour lever une contracture en profondeur. L'énergie circule à nouveau dans le tissu lésé et le patient regagne en amplitude.

3. CICATRISER

L'énergie WINBACK accélère le système naturel d'autoréparation du corps en favorisant les échanges intra et extra cellulaires d'une manière durable. Les bénéfices de votre traitement se prolongent après la séance.



XPI 25W LIGHTFORCE®

La Thérapie Laser des Tissus Profonds™ est utilisée pour le traitement des douleurs musculaires et articulaires associées à des lésions aiguës et chroniques des tissus mous.

Il est également indiqué pour soulager la douleur et la raideur associées à l'arthrose grâce à sa capacité à augmenter la circulation sanguine localement. Ces facteurs font du laser thérapeutique un choix judicieux de modalité pour la récupération après activité.

Plus intelligent qu'un laser classique, le XPI 25W LightForce® transmet une rétroaction visuelle et tactile en temps réel, permettant aux thérapeutes d'administrer des traitements reproductibles et précis. L'intelligence intégrée du XPI indique aux utilisateurs quelles têtes de traitement sont acceptables ou non recommandées en fonction des différents niveaux de puissance, ce qui permet d'administrer des traitements plus sûrs et de réduire les hésitations de la part des thérapeutes.

Indications :

- Cervicalgie
- Lombalgie
- Sciatique
- ATM
- Douleur au coude et douleur articulaire
- Arthrite




INTELECT® RPW2

La nouvelle Intellect® RPW 2 combine l'ergonomie, le design, et la facilité de navigation pour des traitements efficaces et mieux acceptés par le patient.

L'Intellect® RPW2 permet le traitement des indications par ondes de pression radiales. Ces ondes se propagent dans le tissu de manière radiale, générant un effet thérapeutique. L'appliqueur V-ACTOR® HAUTE FREQUENCE est en option et permet le massage vibratoire.

Indications :

- Tendinopathies
- Enthesopathies
- Points trigger et douleurs myofasciales
- Gestion de la douleur et de l'inflammation
- Fasciites plantaires
- Activation musculaire et massages vibratoires



Disponible dans le Grand Est

TECHNOGYM

Silencieux et puissant MYRUN TECHNOGYM® *improve your running*

MYRUN TECHNOGYM, PLUS QU'UN TAPIS DE COURSE.

C'est la première solution qui intègre un tapis de course et une application native qui se synchronise avec une tablette. L'appli est conçue pour offrir la meilleure expérience d'entraînement, avec des programmes personnalisés et un feedback technique instantané de la course.

- connexion à l'appli MYRUN
- intelligent et respectueux de l'environnement
- confort maximum, encombrement réduit
- une course fluide et silencieuse même à 20 km/h



2 ANS DE GARANTIE



MAD-UP



MAD-UP PRO

MAD-UP Pro propose aux professionnels de santé et de sport, une pratique sécurisée et individualisée de la restriction du flux sanguin, pour la prévention et la prise en charge des déficits musculaires. Si le procédé de BFR Training - ou KAATSU Training - était déjà, depuis des années, scientifiquement reconnu pour son rôle bénéfique sur la croissance musculaire, il lui fallait gagner en sécurité d'utilisation pour s'adapter au contexte médicalisé du renforcement musculaire et de la rééducation fonctionnelle. MAD-UP a mis au point un dispositif innovant capable d'individualiser une séance de BFR Training de façon optimale et sécurisée. La méthode rendue fiable et confortable est désormais pertinente dans une démarche de soin, de réhabilitation et de performance.

MAD-UP PRO
Réf. 154697M..... 7 190 € TTC

TABLES DE SOINS

CHAISES

TABOURETS

GUÉRIDONS

COUSSINS



MOBILIER PROFESSIONNEL

TABLE GALAXY 2 SECTIONS DOS PROCLIVE OU PROCLIVE/DÉCLIVE

- Proclive section dos 85°
- Déclive 0° ou -20° si souhaitée (barres amovibles)
- Section jambes 138 cm
- Section tête 69 cm
- Largeur 64 cm
- Poids 93 kg



Table GALAXY - 2 SECTIONS DOS PROCLIVE ou PROCLIVE/DÉCLIVE ÉLECTRIQUE

Prix spécial MPS pour le coloris gris graphite* :

Réf. 3127107 1 990 € TTC

**autres coloris possibles en option*



**MOINS DE
36 €/MOIS
SUR 60 MOIS**

VOIR COUSSINS EN PAGE 21

9

TABLE MONTANE TATRAS GERLACH 2 SECTIONS

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Dimensions : 201 x 69 x 49 - 101 cm
- Nombre de sections : 2
- Tête : proclive 85° - déclive 20°
- Poids : 100 kg
- Charge maximale : 225 kg
- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Mousse de densité moyenne 55 kg/m³



Table Montane Tatra Gerlach 2 sections

Prix spécial MPS pour le coloris gris graphite :

Réf. 3525107 2 490 € TTC

**autres coloris possibles en option*

TABLE MONTANE ATLAS 3 SECTIONS

- Table de traitement à 3 sections
- Élévation/Abaissement de 49 à 101 cm
- Cyphose électrique en option
- Tête avec ouverture faciale de série
- Cadre de commande périphérique 360°
- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Mousse de densité moyenne 55 kg/m³
- Tête avec proclive 40° et déclive 70° assistée au gaz
- Plateau jambier assisté par vérin à gaz : proclive 85°
- Porte-drap d'examen en option
- Patins ajustables en hauteur pour une stabilité maximale



Table Montane ATLAS 3 sections
Réf. 3536 3 523 € TTC

TABLE GALAXY 3 SECTIONS

- Section tête : proclive 40° - déclive 70°
- Section jambes : proclive 90°
- Section tête : 46 cm
- Section intermédiaire : 54 cm
- Section jambes : 101 cm
- Largeur 64 cm – Poids 87 kg



Table GALAXY 3 SECTIONS ÉLECTRIQUE
2 roues : Réf. 3132 2 497 € TTC
4 roues : Réf. 3133 2 794 € TTC



NUANCIER TABLES CHATTANOOGA

TABLE MONTANE ALPS 5 SECTIONS

CONFORT ET RELÂCHEMENT À L'AIDE DES AILETTES D'ÉPAULES AMOVIBLES



- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Dimensions : 201 x 69 x 49 - 101 cm
- Nombre de sections : 5
- Tête : proclive 40° - déclive 70°
- Plateau jambier : proclive 85°
- Cyphose électrique (option) : 30°
- Poids : 110 kg
- Charge maximale : 225 kg
- Dimensions des sections : 46 cm tête - 54 cm intermédiaire - 101 cm jambe.

Modèle classique 4 roues

Réf. 3556 3 819 € TTC

Modèle présenté avec cyphose électrique 4 532,64 € TTC

TABLE GALAXY - 5 SECTIONS



- Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible et ultra résistant
- Mousse de densité moyenne 55 kg/m3
- Ouverture faciale de série
- Barre de commande périphérique livrée de série (table électrique)
- Patins de stabilisation
- Clé de sécurité
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Porte rouleau drap d'examen en option
- Châssis croisé de grande stabilité
- Largeur de table facilitant la proximité avec le patient : 64 cm
- Section Tête : Proclive 40° - Déclive 70°
- Section Jambes : Proclive 90°
- Dimensions des sections : 46 cm tête - 54 cm intermédiaire - 101 cm jambe
- Repose bras ajustables sur la tête

Table GALAXY - 5 SECTIONS

Réf. 3153 3 015 € TTC

TABLE MONTANE ANDES 7 SECTIONS

- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Mousse de densité moyenne 55 Kg/m³
- Ouverture faciale de série
- Cadre de commande périphérique 360° livrée de série 49 – 101cm
- Patins de stabilisation
- 4 roulettes multidirectionnelles de série
- Porte rouleau haut ou bas de châssis en option
- Châssis parallèle Gris chromé de grande stabilité
- Largeur de table de 69 cm pour le confort de votre patient
- Section Tête : Procline 40° - Déclive 70°
- Section Jambe : Procline 85°
- Dimensions des sections : 46 cm tête – 54 cm intermédiaire - 101 cm jambe



Table MONTANE ANDES 7 sections
Réf. 3576 4 393 € TTC

TABLE MONTANE TAURUS - BOBATH 7 SECTIONS

- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Mousse de densité moyenne 55 Kg/m³
- Patins de stabilisation
- 4 roulettes multidirectionnelles de série
- Châssis parallèle Gris chromé de grande stabilité
- Largeur de table de 120 cm pour le confort de votre patient
- Élévation/Abaissement de 49 à 101 cm



Table MONTANE TAURUS - BOBATH 7 sections
Réf. 3583 3 927 € TTC

TOP BUDGET



TABLE WATSU 2 SECTIONS + TABOURET

- Table électrique
- Trou visage
- Système de roulettes escamotables : 4
- Porte-rouleau

Fonction motorisée :

- Hauteur (position à plat) : 48-94 cm

Fonctions manuelles :

- Inclinaison (de -30° à + 45°) de l'appui-tête par piston à gaz
- Accoudoirs réglables

Disponible en gris anthracite et en bleu marine
Réf. MPS_TB_T 1 872 € TTC

13



TABLE THAI - 2 SECTIONS

- Table électrique
- Trou visage
- Système de roulettes escamotables : 4
- Porte-rouleau

Fonction motorisée :

- Hauteur (position à plat) : 48-94 cm

Fonctions manuelles :

- Inclinaison (de -30° à + 45°) de l'appui-tête par piston à gaz
- Accoudoirs réglables

Disponible en gris anthracite et en bleu marine
Réf. EL022 1 979 € TTC

TOP BUDGET

TABLE POINT - 5 SECTIONS

- Table électrique
- Barre périphérique pour régler la hauteur
- Repose-tête avec trou visage
- Système de 4 roulettes rétractables pour faciliter sa mobilité
- Porte-rouleau

Fonction motorisée :

- Hauteur (position à plat) : 48-92 cm

Fonctions manuelles :

- Inclinaison (de -45° à + 40°) du repose tête par vérin à gaz
- Accoudoirs réglables
- Inclinaison (de -0° à + 75°) du repose pieds par vérin à gaz



Disponible en gris anthracite et en bleu marine
Réf. EL032 2 100 € TTC

14

Tabouret TRAG

Disponible en gris anthracite et en bleu marine
Réf. MPSMA02..... 95 € TTC



Tabouret DENK

Disponible en gris anthracite et en bleu marine
Réf. MPSMA03..... 102 € TTC



GYMNA PRO D1

- 2 plans avec long dossier réglable
- Coussins Linéaire
- Cadre de commande i-Control
- Revêtement standard
- Roulettes centralisées
- Ouverture visage avec ergomax + obturateur
- Largeur 67 cm
- Interrupteur à clé
- Châssis GSP (Gymna Stability Profile)
- Poids de levage : 200 kg
- Force du moteur : 8 kN
- Ergomax et roulettes inclus



GYMNA PRO D1

Réf. 180110 3 348 € TTC

Tarif avec roulettes, cadre de commande, ergomax inclus

GYMNA GO D1

- Table à deux sections
- Dossier réglable
- Réglage électrique de la hauteur
- i-Control actionné
- Interrupteur de sécurité

15



GYMNA GO D1

Réf. 165110 2 604 € TTC

Tarif hors options

NUANCIER TABLES GYMNA

Nuancier classique :
possible uniquement sur GYMNA GO et GYMNA PRO

Anthracite	Navy	Grey
Coffee	Cashmere	Sahara
Titanium	Blue	Sky
Cherry	Violet	Apricot
Green	Pistacio	Pink

Nuancier premium :
possible uniquement sur GYMNA GO et GYMNA ONE

Ink Black	Ash Black
Midnight Blue	Warm Taupe
Ruby Red	Caramel Latte
Ivory White	Dark Chocolate

GYMNA PRO T5

- 3 plans avec tête courte proclive, déclive
- Ouverture visage avec NEW ergomax + obturateur
- Cyphose manuelle (électrique en option)
- Coussins Linéaire
- Cadre de commande i-Control
- Revêtement Classique
- Largeur 67 cm
- Interrupteur à clé
- Accoudoirs inclinés avec système «One-Click»
- Châssis GSP (Gymna Stability Profile)
- Poids de levage : 200 kg
- Force du moteur : 8 kN



GYMNA PRO T5

Réf. 180500 4 512 € TTC

Tarif hors options

GYMNA PRO T7

7 coussins fonctionnels

Partie centrale réglable de manière progressive

i-Control : le système de commande à pédale intelligent peut être atteint partout autour de la table, de manière sûre et aisée

Easymove : presser le système de commande à pédale fait monter la table de traitement sur ses roues

Ergomax : l'innovant support de tête Ergomax est lisse, amovible, lavable et ergonomique

Supports latéraux : ces supports permettent de maintenir une excellente position de travail

Une table de massage gymna.ONE dispose de coussins Thermo, un système de chauffage unique



GYMNA PRO T7

Réf. 180700 4 992 € TTC

Tarif hors options

Tables Gymna disponibles dans les départements 67 | 68 | 90 | 70 | 88

GYMNA PRO D2



- 2 plans avec tête courte proclive, décline
- Coussins Linéaire
- Cadre de commande i-Control
- Revêtement standard
- Largeur 67 cm
- Interrupteur à clé
- Roulettes centralisées
- Ouverture visage avec ergomax + obturateur
- Châssis GSP (Gymna Stability Profile)
- Poids de levage : 200 kg
- Force du moteur : 8 kN
- Ergomax et roulettes inclus

GYMNA PRO D2

Réf. 180120..... 3 348 € TTC

Tarif hors options

VOIR OPTIONS EN PAGE 18

17

GYMNA PRO D6



- 2 plans avec tête courte proclive, décline
- Tête manuelle
- Ouverture visage avec NEW ergomax + obturateur
- Coussins Linéaire
- Cadre de commande i-Control
- Revêtement standard (revêtement premium en supplément)
- Largeur 67 cm
- Interrupteur à clé
- « One-Click » accoudoirs inclinés
- Supports latéraux
- Châssis GSP (Gymna Stability Profile)
- Poids de levage : 200 kg
- Force du moteur : 8 kN

GYMNA PRO D6

Réf. 180160..... 4 128 € TTC

Tarif hors options

OPTIONS GYMNA

INNOVATION GYMNA
OPTION TROU VISAGE/ERGOMAX

SUPPORT DE TÊTE ERGOMAX

L'hygiène est importante pour tous vos patients.
C'est pourquoi le support de tête Ergomax peut être retiré aisément afin de procurer à chaque patient un sentiment de détente et d'hygiène.

Le support de tête Ergomax est en silicone, de forme ergonomique et totalement dépourvu de coutures, optimisant ainsi le confort du patient tout en minimisant les marques de pression.


Trou de visage avec Ergomax.....	198 € TTC
Système de roulettes	264 € TTC
Largeur 60 cm.....	144 € TTC
Largeur 77 cm.....	216 € TTC
Coussins Progressive.....	714 € TTC
Coussins Progressive avec chauffage.....	828 € TTC
Revêtement Premium garantie 3 ans.....	348 € TTC
Détection mouvement « SMD ».....	666 € TTC
Mémoire avec « SMD ».....	954 € TTC
Ensemble LED	396 € TTC
Batterie	414 € TTC
Cyphose électrique	390 € TTC
Dossier électrique.....	390 € TTC



Système de roulettes



Coussins Progressive



Coussins Progressive avec chauffage



Détection mouvement SMD



Mémoire avec SMD



Ensemble LED



Batterie



Cyphose électrique



Dossier électrique



TABLE MONTANE COLUMBIA FIXE 2 SECTIONS

- Longueur : 195 cm
- Largeur : 70 cm
- Hauteur : 75 cm
- Poids : 28 kg
- Charge maximale : 225 kg
- Épaisseur de la mousse : 5 cm
- Densité : 36 kg/m³
- Inclinaison de 75° du dossier

Inclus :

- Trou visage
- Porte-rouleau
- Pieds pliables



Réf. 3595..... 640 € TTC

TABLE 2 PLANS KINNE

- Inclinaison de 75° du dossier
- Longueur : 195 cm
- Largeur : 70 cm
- Hauteur : 75 cm
- Poids : 28kg
- Charge maximale : 225 kg
- Épaisseur de la mousse : 5 cm
- Densité : 36 kg/m³

Inclus :

- Trou visage
- Porte-rouleau
- Pieds pliables



Réf. FIX-MT2..... 479 € TTC

DRAPS LAVABLES CLASSIQUE NON TISSÉ

Lot de 10 - Lavables 200 fois

Réf. 2002.....23 € TTC

Par 10 lots 20 € TTC le lot



DRAP EXAMEN

Lot de 12 rouleaux

Tarifs visibles sur notre site web !



CHAISES



Modèle pliant et très léger,
facilement transportable

Réf. T4426 268 € TTC



Réf. VENUS..... 345 € TTC

TABOURETS



Chaise Pony chromée sur roulettes

Réf. PONYAVDOS..... 298 €

Tabouret Pony chromé sur socle ou roulettes

Réf. PONY..... 239 €

Tabouret sur roulettes assise noire

Réf. HADESTP..... 98 € TTC



Tabouret sur socle

Réf. ARES 149 €

Tabouret sur roulettes piétement noir

Réf. HADES 120 €

Tabouret sur roulettes piétement métal

Réf. HADESMET..... 130 €

Tabouret sur patins

Réf. HADESPAT 120 €

GUÉRIDONS



Réf. GUE3P 195 € TTC



Réf. GUE2P 162 € TTC



Réf. HZ-903 118 € TTC

COUSSINS


Mousse confort polyether recouvert expansé - coloris au choix sans supplément de prix.

Coloris réglisse, pétrole, cendre, granny et autres coloris généralement en stock.

Si non disponibles, délais de fabrication = 15 jours. Les coussins de couleur ne sont ni repris ni échangés.


Densité de la mousse : 38 kg/m³. Fabriqués en France.

1. Coussin oreiller - L 44 x l 44 x H 13 cm 45 € TTC
2. Coussin de table - L 60 x l 45 x H 15 cm 76 € TTC
- Coussin de table - L 60 x l 45 x H 30 cm 95 € TTC
3. Coussin de posture - L 45 x l 20 x H 15 cm 56 € TTC
- Coussin de posture - L 45 x l 20 x H 10 cm 50 € TTC
- Coussin de posture - L 45 x l 20 x H 5 cm 44 € TTC
4. Coussin sablier - L 33 x H max-min 13-8 cm 38 € TTC
5. Coussin cylindrique - L 50 x Diam. 25 cm 72 € TTC
- Coussin cylindrique - L 50 x Diam. 18 cm 51 € TTC
6. Coussin de visage (*mémoire de forme*) - L 28 X l 28 x H 7,5 cm 57 € TTC
7. Coussin-cale - L 35 x l 35 x H 9 cm 44 € TTC
- Coussin-cale - L 25 x l 25 x H 9 cm 32 € TTC
- Coussin-cale - L 20 x l 20 x H 5 cm 29 € TTC
8. Coussin demi-cylindrique - L 50 x l 18 x H 10 cm 39 € TTC
- Coussin de cyphose - L 50 x l 30 x H 15 cm 65 € TTC



Orange - 167	Ananas - 004	Perle - 174	Ficelle - 156
Fushia - 090	Turquoise - 073	Pétrole - 165	Prune - 160
Abysses - 007	Châtaigne - 170	Terre - 005	Cendre - 012
Tomate - 173	Granny - 161	Béton - 110	Géranium - 042
Absinthe - 070	Origan - 111	Pensée - 123	
Chocolat - 126	Régisse - 008		

ÉLECTRO'
ULTRASONS
LASER
ONDES DE CHOC
THÉRAPIES COMBINÉES
TÉCAR'
PRESSO'
CRYO'
RÉHAB'
URO'



PHYSIOTHÉRAPIE



COMPEX WIRELESS PROFESSIONAL

Compex pro - WIRELESS PROFESSIONAL 4 CH STANDARD est un stimulateur sans fil 4 canaux proposant la prise en charge standard en électrothérapie (douleur & réhabilitation standard et vasculaire) avec 4 modules de stimulation, 2 télécommandes et une station de charge évoluée (SMART 4 CH) permettant de réaliser plusieurs séances simultanément : Multi-Sessions™.

Configuration de programmes :

Standard - 4 CH - Multi-Sessions™.

Compex pro - WIRELESS PROFESSIONAL 4 CH FULL est un stimulateur sans fil 4 canaux développé pour prendre en charge les principales indications de l'électrothérapie :

Standard (TENS/NMES) et Full (Neurologie, ACL) avec la liberté offerte par la technologie Wireless. L'absence de câbles et la fonction Trigger permettront de réaliser de nouvelles séances progressives d'électrothérapie en particulier lorsque le praticien souhaite contrôler manuellement la stimulation.

Livré avec 4 modules de stimulation, 2 télécommandes et une station de charge évoluée (SMART 4 CH), l'appareil permet l'administration de plusieurs séances simultanément : Multi-Sessions™.

Configuration de programmes :

Full - 4 CH - Multi-Sessions™.

WIRELESS PROFESSIONAL 4CH

Réf. 2532119 1 499 € TTC



COMPEX PRO PHYSIO

Compex Pro Physio est un stimulateur 4 canaux polyvalent développé afin de prendre en charge la totalité des indications traitées en électrothérapie : Standard (TENS/NMES), Full (Neurologie, ACL) mais aussi muscles dénervés, iontophorèse, hyperhidrose, incontinence ou encore prévention des oedèmes post-traumatiques.

Configuration de programmes : OPTIMUM.

Réf. 2535110..... 879 € TTC



COMPEX PRO REHAB

Compex Pro Rehab est un stimulateur 4 canaux développé pour les professionnels de santé recherchant une prise en charge standard en électrothérapie proposant le traitement de la douleur, la prise en charge des indications vasculaires et la stimulation neuromusculaire à l'aide de programmes de niveau I, ce stimulateur répondra aux principales exigences des praticiens. Configuration de programmes : STANDARD

Réf. 2533110 479 € TTC



REHAB X2

Poursuivez les séances à domicile avec cet appareil offrant fiabilité et facilité d'utilisation. Appareil 2 voies (sur piles), il propose 27 programmes couvrant les applications antalgiques et rééducation standard.

Réf. 111.126+ 315 € TTC



CEFAR TENS

Cefar TENS est un stimulateur 2 canaux utilisé à la fois par les patients à domicile et les professionnels de santé afin de délivrer une stimulation électrique dans le cadre du soulagement de la douleur (TENS) et du travail musculaire (EMS/NMES).

Réf. 249,90 € TTC



ULTRASON INTELECT® MOBILE

Pratique, simple et compact, il répond parfaitement à toutes les préoccupations du praticien exigeant à la recherche d'un dispositif bi-fréquences 1 et 3 MHz et désirant travailler librement en mode continu ou pulsé.

Têtes bi-fréquences

Un ultrason dernière génération utilisable avec 4 têtes bi-fréquences 1 et 3 Mhz (1 cm², 2 cm², 5 cm² et 10 cm²)

Ergonomie

Transportable, autonome en option batterie, utilisable à plat, incliné ou sur fixation murale.

Un large écran graphique, véritable interface utilisateur.

Contrôle visuel et sonore de contact avec possibilité de travail en temps effectif de traitement.

Technologie avancée

17 programmes thérapeutiques mémorisés

+ programmation possible

Autocalibrage électrique des têtes



25

PACK CABINET

Ultrason Intellect® Mobile

+ 1 guéridon

+ 1 adaptateur

+ 1 bidon 5 l de gel



Pack Cabinet

Réf. 27800..... 2 106 € TTC

ULTRASON INTELECT MOBILE

Appareil seul.

Inclut une tête ultrason de 5 cm²

+ 1 flacon de gel US 270 ml

+ cordon secteur EU

Réf. 2776..... 1 539 € TTC

XPI 25W LIGHTFORCE®



La Thérapie Laser des Tissus Profonds™ est utilisée pour le traitement des douleurs musculaires et articulaires associées à des lésions aiguës et chroniques des tissus mous.

Il est également indiqué pour soulager la douleur et la raideur associées à l'arthrose grâce à sa capacité à augmenter la circulation sanguine localement. Ces facteurs font du laser thérapeutique un choix judicieux de modalité pour la récupération après activité.

Plus intelligent qu'un laser classique, le XPI 25W LightForce® transmet une rétroaction visuelle et tactile en temps réel, permettant aux thérapeutes d'administrer des traitements reproductibles et précis. L'intelligence intégrée du XPI indique aux utilisateurs quelles têtes de traitement sont acceptables ou non recommandées en fonction des différents niveaux de puissance, ce qui permet d'administrer des traitements plus sûrs et de réduire les hésitations de la part des thérapeutes.

NOUVEAUTÉ

Indications :

- Cervicalgie
- Lombalgie
- Sciatique
- ATM
- Douleur au coude et douleur articulaire
- Arthrite



XPI 25W LIGHTFORCE

Réf. SYS-000837 27 990 € TTC

XPI 15W LIGHTFORCE

Réf. SYS-000829 19 990 € TTC

Guéridon LASER LIGHTFORCE XPI

Réf. GRD-SYS-837 1 040 € TTC





MiS

MLS : LA THÉRAPIE LASER DU 3E MILLÉNAIRE.

**ÉNERGIE PARFAITEMENT CONTRÔLÉE.
ET SYNCHRONISÉE.**

La Thérapie Laser MLS® (Multiwave Locked System) est née à partir des recherches scientifiques de ASA pour surmonter les limites de la Thérapie Laser traditionnelle, tout en exploitant les avantages d'une puissance faible et élevée grâce à une impulsion de qualité brevetée.

L'impulsion MLS® repose sur deux émissions combinées et synchronisées: une est semblable, en ce qui concerne la puissance, à la LLLT (Low Level Laser Therapy), alors que l'autre a les caractéristiques typiques de l'High Power.

Réf. Mis 32 900 € TTC

27

DES AVANTAGES CONCRETS, RAPIDES ET MESURABLES. TOUJOURS.

La Thérapie Laser MLS® favorise la suppression du symptôme douloureux – typique des troubles musculosquelettiques – et représente un excellent outil de réadaptation, car elle favorise efficacement la récupération de la fonctionnalité compromise par un traumatisme, un usage excessif, une pratique traumatisante répétée ou une intervention chirurgicale.






Mphi


THÉRAPIE LASER MLS® : DISPONIBLE PARTOUT.

Portable, ergonomique, facile à utiliser, intuitif: une nouvelle opportunité pour mettre à disposition les effets bénéfiques de la Thérapie Laser MLS® dans n'importe quel endroit, dans votre cabinet et même à domicile. Complètement autonome, léger et compact, Mphi est équipé d'un écran couleur rétroéclairé tactile qui interagit intuitivement avec l'utilisateur.

L'action synchronisée, spécifique de la Thérapie Laser MLS®, exprimée par Mphi, permet d'obtenir une impulsion lumineuse complexe et raffinée capable de transférer de l'énergie lumineuse aux structures anatomiques objet de la thérapie avec une grande efficacité. Le patient peut ainsi surmonter rapidement et durablement la phase aiguë de la douleur, favorisant ainsi efficacement le rétablissement de la fonctionnalité.

Réf. Mphi 10 900 € TTC



INTELECT RPW 2

POLYVALENCE

L'Intelect® RPW permet l'association des ondes de choc radiales et de la thérapie par infrasons (V-ACTOR®) afin de pouvoir prendre en charge les indications les plus vastes en bien-être-massage, esthétique (remodelage corporel, raffermisssement...) et activation musculaire avant/après traitement.

CONFORT

Une rampe d'ajustement optimal de l'énergie permet la progression graduelle de l'intensité au début du traitement afin de procurer à votre patient une sensation beaucoup plus douce. Enregistre les seuils de douleur du patient afin d'administrer un traitement au niveau d'énergie optimal tout en demeurant indolore.

ERGONOMIE

La possibilité de travailler avec 2 applicateurs (2 pistolets ou 1 pistolet + 1 applicateur pour infrasons V-ACTOR), un guéridon intégré sur roulettes, un écran tactile couleur, une interface pivotant à 360°, vous permet d'évoluer en toute liberté.

NAVIGATION INTUITIVE

Des ressources cliniques intégrées afin de vous guider d'un simple clic : 80 protocoles cliniques préétablis, schémas d'applications en fonction des indications, bibliothèque anatomique des zones sélectionnées, principes et contre-indications de la thérapie. Infrason inclus

Réf. 2174KIT 14 690 € TTC



KIT DE RÉVISION RPW

Réalisez vous-même et très simplement votre révision grâce au kit comprenant 2 tubes de guidage et 2 projectiles associés. 1 tube + 1 projectile = 1 million de chocs.

Réf. 28701 460,95 € TTC

29



SHOCKMASTER 500

Un traitement dans les meilleures conditions possibles
La nouvelle collaboration avec le monde médical a donné naissance au ShockMaster 500.
La combinaison unique de technologie de pointe avec un logiciel intuitif sont des atouts pour chaque pratique.
Interface utilisateur fonctionnelle
Remplacements simples
Tiroir de rangement pratique
2 raccords pour la pièce à main

Réf. 342500 17 244 € TTC

ONDES DE CHOC MOBILE

MOBILE RPW 2

La thérapie par ondes de choc radiales proposée par Chattanooga devient portable avec le dispositif mobile RPW. Doté d'une excellente ergonomie, son design compact, sa légèreté et sa maniabilité vous permettront de disposer de cette thérapie à chaque instant en centres spécialisés, en cabinet ou à domicile.

Accédez à une thérapie innovante à l'aide du Mobile RPW.

Proposant une très grande facilité d'utilisation, tous les paramètres de traitement s'affichent directement à l'écran avec :

- Énergie (bars)
- Fréquence de traitement
- Nombre de chocs depuis le début de la séance

Réf. 2910 11 990 € TTC



 chattanooga


**DÉMONSTRATION
POSSIBLE
EN CABINET**

30

SHOCKMASTER 300 MOBILE

THÉRAPIE PAR ONDES DE CHOC, TOUJOURS ET PARTOUT

La thérapie par ondes de choc radiales est un traitement établi et reconnu. Avec le ShockMaster 300 mobile, vous pouvez réaliser les traitements à tout moment et partout. Pas de limitations, simplement « plug and play ».

- Appareil petit et léger
- Facile à installer
- Compresseur à air silencieux
- Plug & Play
- Grands boutons de commande
- Barre lumineuse colorée : indication de la durée de traitement

SHOCK MASTER 300

Réf. 342300 13 548 € TTC



gymna

TOP BUDGET!



€
**MOINS DE
130 €/MOIS
SUR 60 MOIS**

INTELECT® RPW LITE

L'Intelect® RPW Lite avec son compresseur intégré et sa sortie d'air comprimé jusqu'à 2 Bars vous permet d'accéder à la technologie des ondes de choc radiales, technique invasive stimulant le processus de régénération des tissus endommagés des patients.

- Design moderne intégrant un compresseur silencieux
- Ultra compact et facile à transporter en cabinet médical ou sur le terrain
- Large écran LCD pour naviguer facilement
- Sortie d'air comprimé : jusqu'à 2 bars
- Changement automatique de la fréquence en fonction de l'intensité
- Compteur de chocs
- 6 niveaux d'intensité pré-réglés
- Pièce à main SPARROW™ avec connexion facile pour changer rapidement d'applicateurs
- Une poignée de transport

Intelect® RPW Lite

Réf. 30680 6 499 € TTC

31

INTELECT® NEO

MODALITÉS AU CHOIX



Électrothérapie . 700,35 € TTC
2/4 canaux antalgique
et travail musculaire



Thérapie Laser .. 681,45 € TTC
Cicatrisation
Biostimulation



Vacuum 1 165,50 € TTC
Actions vasculaire
et circulatoire



Biofeedback... 1 165,50 € TTC
Courbes et histogrammes
Contrôle, reprogrammation,
réapprentissage, relaxation
Rééducation périnéale



Ultrason bi-fréquences
Profond/Superficiel
Continu/Pulsé ... 415,80 € TTC

Intelect® Neo

Réf. 6001 2 973,53 € TTC

Guéridon

Réf. 70001 729,75 € TTC

Tête US

Réf. 28900 430 € TTC

BACK 4


Pour la première fois, vous pourrez réaliser des traitements TECAR en utilisant le Capacitif et le Résistif en même temps.

La BACK4 répond aux besoins des thérapeutes :

- Améliorer l'efficacité des effets thérapeutiques de la técarthérapie
- Augmenter la liberté de mouvement du thérapeute dans son traitement
- Associer les bénéfices de tous les courants en électrothérapie pour augmenter l'efficacité des traitements
- Adapter la tecarthérapie à toutes les techniques manuelles de traitement dans le monde

Grâce aux innovations de la Back4, la thérapie est deux fois plus rapide et permet aux thérapeutes de gagner en efficacité et en rapidité de traitement. Découvrez plus de 50 nouvelles configurations de traitement afin de traiter les pathologies les plus difficiles. Vous pouvez ainsi travailler de deux à trois zones et mixer tous les types d'électrodes et de courants en même temps.

Réf. BACK4 29 900 € TTC



BACK 3SE

Le modèle BACK 3SE est le haut de gamme de la técarthérapie WINBACK. Elle peut être dotée des 5 types de técarthérapie WINBACK (de 1.0 à 5.0). Elle est très pratique avec son porte-accessoires et son chariot mobile permet de la déplacer facilement entre collaborateurs. Elle est également évolutive pour de futures innovations.

Domaines d'application : PHYSIO – SPORT – BEAUTÉ

Back 3SE : fonction Swap, fonction RET+

Évolution possible vers la kiné, cancérologie, traitement de l'esthétique thérapeutique

TECAR 3.0 : électrode MOBILE (de retour)

TECAR 4.0 : MIX3 (Body) – MIX3 (Face)

Réf. Back 3SE Color 15 490 € TTC



Réf. Back 1S 10 900 € TTC

BACK 1S

La BACK 1S offre tous les bénéfices de la technologie WINBACK avec un poids minimum pour un maximum d'efficacité ! Ses 4 kilos lui permettent de suivre un thérapeute dans tous ses déplacements sans encombrement inutile. Sa valise a été spécialement développée à cet effet.

Domaines d'application : PHYSIO – SPORT.

Disponible en técar 3.0

Produit técar complet



TOP BUDGET!

**MOINS DE
39 €/MOIS
SUR 60 MOIS**

DOCTOR LIFE MK400

**PRESSOTHÉRAPIE PROFESSIONNELLE,
DESTINÉ AUX KINÉSITHÉRAPEUTES**

Doctor Life MK400 propose 3 modes de fonctionnement. Les 2 bottes (non-fournies) sont dotées de 6 compartiments, exerçant une pression sur les jambes pour aider à refaire circuler correctement le sang. Il est possible de mettre une pression nulle sur une ou plusieurs cellules, dans le but de se concentrer sur une zone particulière à traiter. Pour s'adapter à chaque patient et ses symptômes, l'appareil de pressothérapie Life MK400 fournit une pression pouvant aller de 10 à 200 mm/Hg, de 6 vitesses et d'un temps de traitement allant de 5 à 95 minutes. Réglez facilement les différents niveaux de traitement avec l'écran tactile du MK400, pour une utilisation simple et rapide de l'appareil.

Réf. 194_MK400NEW..... 2 382 € TTC

**Electronique
du Mazet**



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

I-PRESS

Cet appareil de pressothérapie a été conçu en collaboration avec des membres renommés de l'AKTL.

L'I-Press Optimum apporte au praticien une aide supplémentaire au traitement, voire indispensable pour le traitement des œdèmes.

Ses programmes clés lui permettent de s'adapter à toutes les pathologies (résorption, effleurage, fragmentation, résorption péristaltique globale). Grâce à son écran tactile, le thérapeute peut personnaliser ses programmes (désactivation des cellules, ciblage de la zone de soin, modification de la pression,...) et les enregistrer. Ses sens de gonflage ascendant et descendant permettent un résultat optimal.

Réf. 102046..... 4 090 € TTC

PACK OPTIMUM

I-Press Optimum
Bottes Optimum 10 cellules
Manchon Optimum 7 cellules
Guéridon I-Press

Réf. 102116 5 190 € TTC



GAINE D'HYGIÈNE

Réf. 090001..... 19 € TTC

CRYO6 ZIMMER

Efficacité prouvée en vue d'une révalidation plus rapide en présence d'un traumatisme aigu.

ÉQUIPÉ DE SOLUTIONS INTELLIGENTES GARANTISSANT VOTRE CONFORT :

- Facile d'utilisation, pas de recharges
- Thérapie de brève durée grâce à une chute rapide de la température
- Différentes buses en fonction de la zone à traiter
- 2 méthodes de traitement : statique et mains libres ou dynamique et manuel

DAVANTAGE D'APPLICATIONS :

Spasticité, patients souffrant de rhumatismes, traitements pré/postopératoires, arthrose, récupération après un effort, thérapie 'trigger point', amputations...

CRYO6- Réf. Z1017..... 8 490 € TTC
Option bras inox..... 850 € TTC



Zimmer
MedizinSysteme

CRYO7 ZIMMER

Le Cryo 7 permet l'application d'air froid sur la peau avant, pendant et après le traitement au laser sans en diminuer les effets.

Le nouveau Cryo 7 ne nécessite que peu de consommables. Et le nouveau mode stand-by réduit encore la consommation d'énergie, donc les coûts.

Un filtre à air perfectionné veille en outre à ce qu'il y ait beaucoup moins de particules dans l'air aspiré. Le nouvel appareil de cryothérapie contribue donc pour une très grande part à l'hygiène des traitements au laser quels qu'ils soient.

Le Cryo 7 est conçu pour un service fiable sans interruption toute la journée. La fonction de dégivrage et le contrôle automatique du niveau d'eau de condensation sont les garants d'un fonctionnement optimal.

Le filtre à air est facilement accessible et se remplace rapidement lorsqu'il est encrassé. Grâce à de nombreuses innovations techniques, le fonctionnement du Cryo 7 est encore optimisé.

Le traitement est donc beaucoup plus agréable, pour vos patientes et vos patients, mais aussi pour le personnel du cabinet.

CRYO7- Réf. ZCRYO7 10 490 TTC



NOUVEAUTÉ



Pack Basic : unité sac, cordon, genou
 Réf. 224_BASIC_LOT..... 5 385 € TTC
 Pack Pro : Basic + cheville
 Réf. 224_PRO_LOT 5 990 € TTC
 Pack Expert : Pro + épaule
 Réf. 224_EXPERT_LOT 6 565 € TTC

FROID COMPRESSIF

La technologie innovante ACCEL™ de Game Ready (Compression active et circuit d'échange du froid) établit une nouvelle norme de rétablissement tirant profit de la synergie des thérapies de compression active et par le froid en les combinant dans un système de traitement révolutionnaire qui vous donne le pouvoir d'aide à la guérison.

Les enveloppes anatomiques à double chambre du système GAME READY permettent une diffusion du froid sur la totalité de la zone musculaire et articulaire

De par la circulation rapide de l'eau glacée, le froid est constant pendant toute la durée du traitement. Ce froid est réglable au degré près en fonction du ressenti du patient



MED4 ELITE

Game Ready® présente le Med4 Elite™, l'appareil novateur de rétablissement multi modal contrôlé par deux micro-processeurs combinant la cryothérapie sans glace, la thermothérapie, la thérapie à contraste rapide et la compression active. Son but est d'offrir des options thérapeutiques complètes, flexibles, pratiques et éprouvées, adaptées aux différents stades de réhabilitation, pour la traumatologie aiguë ou chronique et le traitement post-opératoire.

Réf. MED4ELITE 31 900 € TTC



EMFIELDPRO

**Efficace contre la douleur :
thérapie par induction à haute énergie,
jusqu'à 3 tesla**

Active la capacité d'autoguérison des cellules

Avec l'emFieldPro innovant, Zimmer Medizin-Systeme définit de nouveaux standards pour le traitement de la douleur. Le traitement consiste à exposer la zone douloureuse à un champ électromagnétique puissant pouvant atteindre 3 tesla pour la stimuler.

Il fournit ainsi une énergie nouvelle aux cellules et aux membranes cellulaires, stimule la circulation sanguine et active naturellement le processus de régénération des muscles, des cellules nerveuses et des vaisseaux sanguins. Le traitement est indolore, il agit rapidement et n'a pas d'effets indésirables. Des résultats durables sont perceptibles déjà après quelques séances.



Les avantages pour vous d'un coup d'oeil :

- Méthode naturelle sans effets indésirables
- Soulagement rapide des douleurs
- Régénération durable des muscles, des cellules nerveuses et des vaisseaux sanguins
- Amélioration de la mobilité des grandes et des petites articulations
- Utilisation aisée via écran LCD tactile
- 20 programmes préconfigurés activés par pression du doigt sur l'écran tactile



Indications :

- Douleur cervicale
- Épaule gelée
- Syndrome du canal carpien
- Régénération des nerfs
- Mal de dos
- Douleur sciatique
- Douleur pelvienne
- Polyarthrite rhumatoïde
- Tendinopathie rotulienne
- Stimulation de la croissance osseuse




BLACKROLL

Best way to take care
of your body

Register to app
and get access to professional
workouts based on experience of
physiotherapists




All of your workouts
in one place



Découvrez de nombreux exercices sur l'application BLACKROLL

Cette application vous offrira
des exercices polyvalents et
très efficaces
pour l'automassage,
la récupération,
le raffermissement,
et l'entraînement fonctionnel
avec les produits BLACKROLL®



37



LOOP BAND (32 cm) 14,90 € TTC
6 versions : rouge, jaune, vert, bleu, noir et
orange selon la résistance

SUPER BAND (104 cm) 22,90 € TTC
3 versions : bleu, vert et orange selon la
résistance





NORMATEC 3

Le 2.0 Pro propulse la technologie Pulse à un niveau supérieur avec des options de programmation hautement personnalisables et un écran tactile sophistiqué.

Il dispose également du système Bluetooth lui permettant de se connecter à l'application mobile NormoTec, pour vous permettre d'intégrer votre session de récupération dans votre plan d'entraînement et de contrôler votre session directement à partir de votre téléphone.

BÉNÉFICES :

- Augmente le flux sanguin
- Favorise la guérison et la récupération
- Diminue la fatigue musculaire après un exercice intensif
- Améliore l'amplitude des mouvements / Flexibilité
- Diminue la sensibilité de la douleur

Réf. 63010-006-03

..... 999 € TTC



HYPERICE VYPER 3

Réf. 31000..... 225 € TTC



HYPERICE VENOM

Réf. 20000..... 249 € TTC



HYPERICE HYPERSPHERE

Réf. 32000..... 149 € TTC



HYPERICE UTILITY

Réf. 80 € TTC



HYPERVOLT PLUS BLUETOOTH +

Hypervolt 2

Réf. HYP53200-006-00..... 349 € TTC

Hypervolt 2.0 PRO

Réf. HYP54200-006-00..... 449 € TTC





CHARIOT BASCULANT AVEC MIROIR MURAL

Réf. 260438..... 870 € TTC

Miroir mural seul

Réf. 260443..... 570 € TTC



BARRES PARALLÈLES AVEC SOCLE

Réf. 260208.....à partir de 1 699 € TTC



AVANCÉE D'ESPALIER

Dim. 79x78 cm

Réf. 112260..... 246 € TTC

39



ESPALIER MONTANT HÊTRE 14 BARREAUX

Dim. 230X90 cm

Fixation murale comprise

Réf. 112267..... 399 € TTC



ESPALIER EN PIN VERNI 11 BARREAUX

Dim. 79x78 cm - H 230 cm

Livré en 2 parties + 4 équerres de fixation.

Fixation murale comprise

Réf. 506-2..... 210 € TTC

TOP BUDGET!

ARTROMOT®-K1 CLASSIC-GENOU

La gamme d'attelles de mobilisation motorisées ARTROMOT® se caractérise par une très grande ergonomie, une simplicité d'utilisation et une facilité d'installation du patient sans précédent.

FONCTIONS

Amplitude du mouvement :

- Extension/Flexion « genou » -10° / 0° / 120°
- Extension/Flexion « hanche » 0° / 7° / 115°

Télécommande ultra-simple à potentiomètre

Fonctions : flexion, extension, timer et pause

Vitesse 5 % - 100 % (25 à 180° par min)

Dimensions : 97 x 26 x 23 cm

Poids : 11 kg

Accessoires en option

Chariot standard ou modulaire

Caisse et sac de transport

Existe également en modèle standard et confort, épaule, cheville, coude, main/poignets et doigts. Nous consulter.



ARTROMOT®-K1 Classic

Réf. 80 00 045..... 4 055,30 € TTC

APPAREIL DE TRACTION TRITON

Unité de traction statique, intermittente et cyclique. Protocoles préétablis et bibliothèque anatomique intégrée.

Écran tactile couleur – guide thérapeutique intégré.

Appareil de traction Triton

Réf. 4749 3 739,65 € TTC



chattanooga

TABLE GALAXY TRITON 3-M

Table de traction électrique en deux sections dont 1 amovible latéralement. Largeur 71 cm avec un réglage en hauteur de 48 cm à 96 cm. Des roulettes pivotantes rétractables sont disponibles en option. Unité de traction vendue séparément.

Disponible en noir ou bleu et en version fixe (TTFT).

Réf. 3263 3 916,20 € TTC



PACK 3-M

Réf. : TRACTION3-M
TABLE + TRITON + SANGLES
7 412 € TTC



INDICATIONS

- Rééducation post-partum
- Incontinence urinaire/anale
- Prolapsus
- Pathologie anorectale
- Douleurs...

BÉNÉFICES THÉRAPEUTIQUES

- > 2 voies de stimulation
 - Courants antalgiques (Gate Control, endorphinique)
 - Excito-moteur (reprogrammation, neuromotrice, rééducation et renforcement musculaire)
 - Contrôle par télécommande
- > 2 voies de biofeedback couplées aux voies de stimulation
 - Réponse de haute qualité
 - Calibrage automatique ou manuel
- > Une voie de biofeedback pression

CARACTÉRISTIQUES

Un logiciel intuitif et facile d'utilisation, compatible sur MAC et PC, avec modules intégrés


- Guide des pathologies
- Programmes prédéfinis avec ou sans objectif
- Bilans et suivis de grossesse
- Planches anatomiques
- Assistance interactive pour chaque traitement (guides visuels, placement des électrodes, principe de traitement, paramètres préconisés...)
- Une excellente visualisation des courbes : animation neutre, sphérique ou ludique

BioStim 2.1

Réf. 102199 4 590 € TTC

BioStim 2.1 Plus Bluetooth

Réf. 300474 5 090 € TTC



**DÉMONSTRATION
POSSIBLE
EN CABINET**

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



TABLE 3 PLANS - 5 SECTIONS

Variation de la hauteur : 47-90 cm
 Élévation verticale avec déplacement latéral
 Pieds de 90 mm de diamètre avec vis de compensation de sol antidérapantes
 Système de réglage de la hauteur par système périphérique avec moteur.
 Réglage des plateaux : premier dossier et dossier central par vérin à gaz, réglage du plateau siège par compas de relevage (crémaillère)
 Repose-jambes articulés, réglables en hauteur et amovibles
 Cuvette de 15x30x4 cm en acier inoxydable et amovible
 Charge maximale admissible : 250 kg

Réf. C5981 3 536 € TTC



TABLE 3 PLANS - 7 SECTIONS

Variation de la hauteur : 58-87 cm
 Pieds arrondis, avec roulettes encastrées pour éviter les accrocs, fabriqués en polypropylène haute résistance
 Système de réglage de hauteur par pédale avec moteur
 Réglage des plateaux : dossier et plateau central par vérin à gaz, plateau pieds par pommeau / poignée
 Coussin cervical inclus de série
 Jeu d'accoudoirs (fixes)
 Repose-jambes articulés, réglables en hauteur et amovibles
 Plateau pieds amovibles
 Protection jambière de série
 Cuvette de 15x30x4 cm en acier inoxydable et amovible
 Charge maximale admissible : 135 kg

Réf. C3565 2 925 € TTC



NUANCIER



CARDIO'
RENFO'
ACCESSOIRES PLATEAU TECHNIQUE



RÉÉDUC' FONCTIONNELLE

Disponible dans le Grand Est

MYRUN - TAPIS DE COURSE

Dimensions : (L x P x H) 1760 x 785 x 1260 mm

Surface de course : (L x P) 1430 x 500 mm

Hauteur surface de course par rapport au sol : 170 mm

Vitesse : 0,8÷20 km/h \pm 5 % (augmentation de 0,1 km/h)

Inclinaison : 0÷12 % \pm 1 %

Consommation : 230 Vac \pm 10 % 50/60 Hz

Consommation en veille ; moins de 0,5 W

Puissance moteur en travail continu :

220 V – 2,5 CV / 110 V – 3,0 CV

Puissance du moteur (maximale) : 6,5 CV

Poids : 92 kg

Poids max. de l'utilisateur : 140 kg

Adapté aux utilisateurs mesurant entre : 155 – 205 cm

Dimensions de l'emballage 100 % recyclable :

(L x P x H) 1840 x 876 x 364 mm

Installation rapide : environ 5 minutes

MYRUN TECHNOGYM est plus qu'un tapis de course. C'est la première solution qui intègre un tapis de course et une application native qui se synchronise avec votre tablette. L'appli est conçue pour vous offrir la meilleure expérience d'entraînement, avec des programmes personnalisés et un feedback technique instantané de votre course. Cela améliorera votre façon de courir. Pour toujours.

2 ANS DE GARANTIE



Réf. DCKN2BB3 450 € TTC
Livraison incluse

TECHNOGYM



TECHNOGYM CYCLE - VÉLO DROIT

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 240V

Niveau de résistance de 30 à 600 watts

Usage professionnel intensif

Selle en gel réglable en hauteur et en profondeur

Connection plateforme Mywellness : QR code

Contrôle de la fréquence cardiaque en temps réel

Distance réduite entre les pédales : Pédalage réaliste et naturel

Dimensions : 114 x 60 x 136 cm

Poids max de l'utilisateur : 160 kg

Réf. VTCYCLE.....2 290 € TTC

Livraison incluse

2 ANS DE GARANTIE

45



TECHNOGYM ELLIPTICAL VÉLO ELLIPTIQUE

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 240V

Usage professionnel intensif

Connection plateforme Mywellness : QR code

Résistance en watt : 30 à 600 watts

Prise de pulsation par poignées Hand-grip

Niveaux de difficulté : 1 à 12

Dimensions : 160 x 162 x 65 cm

Poids max de l'utilisateur : 130 kg

Réf. TECH-ELI.....3 450 € TTC

Livraison incluse

BH VÉLO DROIT

Dimensions produit (L X L X H) : 167 X 130 X 68 cm

Poids : 53 kg

Système de freinage : magnétique

Poids maximum utilisateur : 150 kg

Roue d'inertie équivalent à : 14 kg

Réf. H862IL.....1 200 € TTC

Hors frais de livraison



BH VÉLO ALLONGÉ

Poids max utilisateur : 130 kg

Poids : 53 kg

Dimensions : 167 x 68 x 130 cm

Roue d'inertie : 12 kg

Réf. H650IL.....1 320 € TTC

Hors frais de livraison



BH VÉLO ELLIPTIQUE

Poids max utilisateur : 150 kg

Poids : 74 kg

Dimensions : 210 x 64 x 170 cm

Foulée (Longueur) : 51 cm

Réf. G260.....1 893 € TTC

Hors frais de livraison



BH TAPIS DE COURSE

Poids max utilisateur : 150 kg

Poids : 137 kg

Dimensions : 210 x 94 x 148 cm

Moteur : 4,5 CV / 3,0 CV

Vitesse : 1-22 km/h

Surface de course : 155x55 cm

Réf. G6182L.....3 368 € TTC

Hors frais de livraison





CYBEX
Serious about fitness.



EAGLE LEG PRESS

La Leg Press est l'outil indispensable pour le renforcement musculaire des jambes !

La conception unique et brevetée de la Leg Press Eagle permet un entraînement musculaire complet et une diversité d'exercices inégalée.

Le siège articulé se déplace vers l'arrière et s'incline en même temps, offrant une plus grande amplitude de mouvement des hanches pour une meilleure sollicitation des fessiers et des ischio-jambiers.

L'angle du dossier ajustable en 5 positions accentue le confort et permet d'ajuster l'amplitude de mouvement des hanches.

Conçu pour reproduire en toute sécurité le mouvement de squat.

Réf. 20040..... 12 600 € TTC

Hors frais de livraison



BRAVO ALL-IN-ONE

L'unique Entraîneur fonctionnel offrant des centaines de mouvements possibles tout en combinant gain d'espace et efficacité.

Les utilisateurs n'ont plus à faire un choix entre une charge de travail élevée pour le travail en force et une forme libre de mouvement pour le travail fonctionnel en vue d'améliorer un mouvement sportif.

Bravo ouvre la porte à des résultats plus rapides.
184 % d'augmentation de l'activation des muscles de soutien

38 % de gain de force supplémentaire

212 % d'augmentation de la capacité de charge

Réf. 8840H 15 360 € TTC

Hors frais de livraison

MI6 HOIST

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

UNIQUE : poulies montées sur colonnes pivotantes à 360° pour une liberté de mouvement inégalée et incomparable
Réglage en hauteur d'une main et verrouillage rapide des accessoires

Poulies réglables en hauteur sur 28 niveaux

Plaques de charge Radial Loc pour un mouvement souple et silencieux

Châssis bas et dégagé pour une circulation et une utilisation optimale

Rack de rangement intégré pour les accessoires et une tablette tactile

Carters ventilés style Fibre de Carbone pour une meilleure insonorisation

Barre de traction Multigrip

ACCESSOIRES FOURNIS :

- 2 sangles de tirage réglables en longueur pour s'adapter à tous les gabarits d'utilisateurs.
- 1 sangle d'aide aux tractions, pour travailler en soulagement de poids de corps
- 1 barre en aluminium ultra-léger pour relier les deux poulies pour le travail en squat ou développé
- 1 barre Curl en aluminium ultra-léger.
- 1 cheville molletonnée pour des exercices confortables des membres inférieurs.

Réf. MI-65.049 € TTC

Hors frais de livraison

MUSCLES CIBLÉS : le multigym permet d'entraîner la totalité des groupes musculaires grâce à son système de poulies et aux accessoires fournis

LE + HOIST FITNESS : qualité de fabrication, de finition et de mouvement sans équivalent. Une des meilleures garanties sur le marché



PRESSE MIXTE À CHARGE LATÉRALE 120 KG

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

Carter de protection arrière en polycarbonate

Dossier inclinable par paliers, de la position assise à la position allongée

Charge automatique de 120 kg avec augmentation progressive par 5 kg

Charges intermédiaires :

4 disques de 1 kg et 1 disque de 0,5 kg

Transmission de la charge par câble acier gainé

Châssis renforcé coloris blanc ou gris clair

Réf. PRE754..... 4 978 € TTC

Hors frais de livraison

OPTIONS :

Limiteur d'amplitude en extension

Réf. 7366 337 € TTC

Plateau pieds inclinable

Réf. 7365 669 € TTC



Presse présentée en coloris de sellerie bicolore pétrole-béton, châssis gris clair et avec options limiteur et plateau pieds.



V MINI

Améliorez votre puissance, votre vitesse et votre timing, complétez vos parcours thérapeutiques, travaillez la prévention et l'échauffement, et reproduisez des gestes spécifiques à la technique avec un outil innovant, compact, super léger et transportable mais extrêmement fonctionnel.

La technologie et le design Desmotec s'associent à la légèreté et à la portabilité pour créer un nouvel appareil V.MINI

Les différents modes de travail supportant jusqu'à 4 charges différentes et la variété des accessoires font du V.MINI un outil polyvalent et adaptable à tout type de mouvement, idéal pour l'entraînement physique et la rééducation en extérieur comme en intérieur.

Réf. VMINI..... 1 449 € TTC
Hors frais de livraison



49

DESMOTEC
pininfarina

D.FULL

L'appareil permet de réaliser des tests approfondis sur l'amélioration de l'entraînement et d'évaluer les paramètres en temps réel. L'équipement standard comprend des plateformes de résistance D.Load.

DESMOTEC D.SPORT
Réf. D.SPORT 5 040 € TTC
DESMOTEC D.EVO avec Plateform
Réf. D.EVO.D.LOAD 9 540 € TTC
DESMOTEC D.FULL
Réf. D.FULL 11 340 € TTC

DESMOTEC D.PLUS by Pininfarina
Réf. D.PLUSPF 15 720 € TTC

V.FULL

Machine verticale adaptée aux tests de puissance, de tranquillité, de résistance et d'équilibre avec D.Soft et tablette 10".

DESMOTEC V.SPORT 60
Réf. V.SPORT60 3 000 € TTC
DESMOTEC V.FULL
Réf. V.FULL 6 600 € TTC
DESMOZONE (D.FULL+V.FULL)
Réf. DZONE.FULL 17 940 € TTC
Hors frais de livraison

DESMOTEC V.PLUS by Pininfarina
Réf. V.PLUSPF 9 600 € TTC

ACCESSOIRES PLATEAU TECHNIQUE



MEDECIN BALL - LOT DE 5
Réf. 2097 180 € TTC

RACK MÉDECINE BALL
Réf. 1520 150 € TTC

MEDECIN BALL
1 kg - Réf. 06-030103 25 € TTC
2 kg - Réf. 06-030105 30 € TTC
3 kg - Réf. 06-030107 36 € TTC
4 kg - Réf. 06-030108 42 € TTC
5 kg - Réf. 06-030109 47 € TTC

**BARRE DE REMISE
EN FORME CLFLEX**
Réf. 0710 25 € TTC



BARRE LESTÉE
1 kg - Réf. 7100 15 € TTC
2 kg - Réf. 7102 19 € TTC
3 kg - Réf. 7103 22 € TTC
4 kg - Réf. 7104 25 € TTC
5 kg - Réf. 7105 29 € TTC
6 kg - Réf. 7106 32 € TTC



BRACELETS LESTÉ
2 x 0,5 kg - Réf. 0940 10 € TTC
2 x 0,750 kg - Réf. 0941 12 € TTC
2 x 1 kg - Réf. 0942 14 € TTC
2 x 1,5 kg - Réf. 0943 16 € TTC
2 x 2 kg - Réf. 0944 18 € TTC



SAND BAG SVELTUS
5 kg - Réf. 47 € TTC
10 kg - Réf. 53 € TTC
15 kg - Réf. 55 € TTC
20 kg - Réf. 60 € TTC
25 kg - Réf. 70 € TTC

RACK KETTLEBELLS PRO
Réf. 1542 290 € TTC



SÉRIE DE 7 HALTÈRES SVELTUS
Réf. 199 € TTC
SÉRIE DE 7 HALTÈRES PVC
Réf. 169 € TTC
PORTE-HALTÈRES
Réf. 139 € TTC



PLYOBOX BOIS SVELTUS
51/61/76CM
Réf. 4601 135 € TTC



TRAMPOLINE Ø 100 CM
Réf. 3613 80 € TTC



SOFT PLYOBOX
Réf. 4600 190 € TTC



CAGE CROSSFIT
Réf. RC20 2 099 € TTC
Hors montage



CAGE CROSSFIT WT 60
Réf. WT60 609 € TTC
Hors montage



BATTLE ROPE 10M
Réf. 4501 131 € TTC



DÉCOUVREZ PLUS DE PRODUITS SUR NOTRE SITE INTERNET

Conditions générales de vente

1 - Prise de commande - Conformément aux usages de la profession, les commandes sont passées par téléphone ou par mail.

2 - Devis - Toute acceptation d'un devis implique de la part de l'acheteur, la connaissance et l'acceptation sans réserve de nos conditions générales de vente. En signant le devis, le client accepte de tenir son engagement et de respecter l'accord établi avec le vendeur.

3 - Prix - Tous les prix indiqués sur nos publications s'entendent TTC, en Euros, pour une livraison en France Métropolitaine et un paiement comptant sans escompte.

4 - Modalités de paiement - Conformément à l'art. L441-6 du Code du Commerce, toute somme non payée dans un délai de 30 jours à compter du lendemain de la date d'échéance indiquée sur la facture donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, à l'octroi de pénalités de retard sous forme d'intérêts de retard calculés à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal au jour de la facturation de ces intérêts de retard. Ces pénalités courront jusqu'au complet paiement.

5 - Frais de port - Certaines commandes nécessitant des opérations logistiques spéciales, contenant des produits de dimensions ou de poids particulièrement importants, pourront faire l'objet de frais de transport spécifiques.


6 - Délai de livraison - Les commandes passées en France Métropolitaine sont livrées dans un délai d'une semaine, sous réserve de disponibilité des produits. Les commandes spéciales font, quant à elles, l'objet d'un RDV avec le transporteur. Les pénalités de retard sont exclues.

7 - Livraisons partielles - Sauf mention particulière formulée lors de la prise de commande, nous procédons à l'expédition immédiate des articles constituant des lots homogènes, utilisables et disponibles. Les soldes de commande feront l'objet de livraisons complémentaires ultérieures.

8 - Garanties - Sauf indication contraire, tous les articles de nos catalogues bénéficient d'une garantie contre tout vice de fabrication. La période de garantie prend effet à partir de la date figurant sur la facture en relation avec les garanties contractées par les fabricants.

9 - Réserve de propriété - En application de la loi n 80335 du 12/05/08, le transfert de propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix. Lors du passage de la commande, le client reconnaît mandater Medical Pro Service SARL pour l'exécution de la totalité de la commande

10 - Lieu de Juridiction - En cas de différent, le litige devra être porté devant les tribunaux de Strasbourg, seuls compétents même en cas d'appel de garantie, de pluralité de défendeur ou de stipulations contraires dans les documents du cocontractant.



**RETROUVEZ TOUS NOS ARTICLES
ET TOUT LE CONSOMMABLE
SUR [MEDICALPROSERVICE.FR](https://www.medicalproservice.fr)**



MEDICAL PRO **SERVICE**

47 rue de l'École
67330 IMBSHEIM
+33(0)3 68 04 40 12
www.medicalproservice.fr